


## Comprendre les contenances BRUT/NET des souffleurs ininflammables

Le **Poids Net**, exprimé en **grammes**, est obligatoirement indiqué dans la même zone que le Volume Brut. Dans l'exemple : **400g** net.

Le **Volume Net** s'exprime en **millilitres**. Dans l'exemple : **349 ml**.



Le numéro encadré correspond au volume maximum (en millilitres) que pourrait contenir le boitier. C'est le **Volume brut** = la taille du boitier. Dans l'exemple :

520

**Un boitier de 520 ml contient autant et parfois plus, qu'un boitier de 650 ml**